

BUSINESS CLASS
CHAIRS



Transportstuhl Stephen H Easy

Multifunktionaler Stuhl für Patiententransport und Pflege

Vorteile auf einen Blick

- Konstruiert für Krankenhäuser, Dialyse und Pflege
- Mehrzweckessel für Behandlung, Diagnose und Pflege
- 3 Polstereinheiten (Rückenpolster, Sitz- u. Beinauflage)
- Sitz- und Liegepositionen elektrisch verstellbar
- Betrieb durch wiederaufladbare Akkumulatoren
- Rückenbereich speziell zur Unterstützung bei Herz-Lungen-Reanimationen
- Vermindertes Risiko von Kreuzinfektionen durch Verwendung von Edelstahl
- Ästhetisch ansprechendes Design
- Lange Lebensdauer und geringe Wartungskosten
- Reinigung und technische Arbeiten leicht durchzuführen
- Bezug in verschiedenen Farben erhältlich

Einstellmöglichkeiten



Technische Daten

Gesamtgewicht:	60 kg
Ladespannung:	230 Vac 50/60 Hz
Motor:	25 V
Elektr. Eingang:	max. 25 VA
Isolation:	IP44
Max. Belastung:	140 kg
Max.Motorlast:	4000N

Spezifikation und Standardausstattung

Gestell aus lackiertem Stahl mit antimikrobieller Beschichtung
Motor für die gleichzeitige Bewegung der Rückenlehne und Beinauflage
Edelstahl-Lenkrollen ø mm 150; 2 Lenkrollen ohne Bremse, 2 Lenkrollen mit Zentralbremse
Verstellmöglichkeit über Handtaster mit einfachem Zugang für den Patienten
Trendelenburg 10°
3 separate Kissen: Rückenlehne, Sitz und Beinauflage mit leicht abwischbarer Oberfläche
Stoff mit antibakteriellen und antimykotischen Eigenschaften
Drehbare, abnehmbare und höhenverstellbare Armlehnen aus Edelstahl
Material schwer entflammbar nach UNI 9175/87 und 9175FA-1/94 classe 1IM
Maximales Traggewicht 140 kg
Ersatzbatterie
Edelstahl-Mechanik für Armlehnen
Zusätzliche Unterstützung durch Mobilteil
Stabile Transportgriffe
Abmessung: Sitzen (eingefahren) H = 1035 mm; Liegen (ausgefahren) L = 1380 mm

Optionen und Zubehör entnehmen Sie bitte dem Zubehörkatalog.

Qualitätsmanagementsystem - Zertifizierungen



Dispositivo medico conforme 93/42/CEE
Medical device 93/42/CEE compliant

* Nur für Version Stephen Scale H Anatomical/Flat



** Nur für Version Stephen H Anatomical

Sie haben Fragen?

Weitere Informationen zu Optionen und Zubehör finden Sie im entsprechenden Zubehörkatalog und/oder bei den Angeboten plus Internet www.anima-med.com

anima Vertriebsgesellschaft e.K.

D-48282 Emsdetten
Hollefeldstraße 28a

Telefon: +49 2572 95 1040
Telefax: +49 2572 95 10429

www.anima-med.com
info@anima-med.com

anima
Hygiene. Pflege. Sicherheit.