

anima setzt Signale

Die Pflege von Patienten mit Krankheitsbildern wie Alzheimer, Demenz oder post-operativem Delirium erfordert besondere Aufmerksamkeit.

Schon das plötzliche Verlassen des Bettes kann zu einem Sturz oder auch zu hilflosem umherirren führen.

Nur durch aufmerksame Beobachtung ist es möglich, eine Patientengefährdung auszuschließen.

Bei steigenden Aufgaben und Anforderungen an das Pflegepersonal steht deshalb eine Frage permanent im Mittelpunkt:

Wie kann jederzeit ein effizienter Schutz mit größtmöglicher Sicherheit für diese Patienten gewährleistet werden?

**anima bietet die optimale Lösung.
Für mehr Sicherheit und Schutz in der
Pflege. Ohne Zeitaufwand!**



Sicherheit und Schutz

Ob in der Grundausstattung für den Einsatz im häuslichen Bereich oder als Premiumversion für die professionelle Pflege – im Falle einer möglichen Gefährdung des Patienten sendet anima ein Signal und Sie können umgehend reagieren.

**Für mehr Sicherheit und Schutz in der Pflege.
Ohne Zeitaufwand!**



Keine freiheitsentziehende Maßnahme!

**Sie haben Fragen oder wünschen
detaillierte Informationen?**

Dann rufen Sie uns an. Gerne erläutern wir in einem persönlichen Gespräch, was anima für Sie und Ihre Patienten leisten kann.

Sicherheit und Schutz in der Pflege

Keine freiheitsentziehende Maßnahme!

anima
Hygiene. Pflege. Sicherheit.

D-48282 Emsdetten
Hollefeldstraße 28a

Telefon +49 25 72 95 10 40
ad@anima-med.com
www.anima-med.com

anima
Hygiene. Pflege. Sicherheit.

Optionale Ausstattungen



anima-home

Entwickelt für die häusliche Pflege ist dieses System mit den wichtigsten Basisfunktionen ausgestattet:

- **einfache 3-Tasten-Bedienung**
- **Standard-Alarmverzögerung, von 0,5 - 5 Sek. einstellbar**
- **Alarmbestätigung**
- **Pausentaste**

- **Zweiter Sensor**
Die zusätzliche Buchse am Geräteausgang bietet die Möglichkeit, einen zweiten Sensor anzuschließen. Mit ihm kann bei Bedarf ein weiteres Bett oder ein zweiter Bettausstieg ohne weitere Einstellungen überwacht werden.
- **Monitoring Sensor Connect (MSC)**
zur Überwachung der Steckkontakte
- **Schwanenhals für Sensor**
flexibel justierbar; Länge 20 cm, (optional 30 cm)
- **Magnethalterung**
für Sensoranbringung
- **Klemmhalterung**
für das System anima-home
- **Individuelle Sensor-/ Gerätehalterung**
auf Anfrage möglich
- **Funkempfänger**
für den mobilen Signalempfang
- **USB-Ausgang**
für den Anschluss einer Zusatzbeleuchtung

Schutz und Sicherheit

Die Pflegehilfe anima ist ein neues, patentiertes Sensor-Warnsystem.

Das Pflegepersonal empfängt ein Signal und kann umgehend reagieren, wenn der Patient sein Bett verlässt.

Eine mögliche Patientengefährdung wird so weitestgehend ausgeschlossen.

Flexibel und bedienungsfreundlich

Ausgestattet mit einem speziellen Sensor, der auf ein gewünschtes Umfeld eingestellt werden kann, verstellbarem Schwanenhals und Befestigungssystemen lässt sich anima flexibel justieren.

Durch die übersichtliche Bedienung wird die richtige Auswahl der verschiedenen Funktionen vereinfacht.

Weitere Informationen erhalten Sie gerne auf Anfrage, Tel. 0 25 72 95 10 40.