



Multifunktionaler Stuhl Home Chair

einsetzbar in Therapiezentren, Alten- und Pflegebereiche sowie zu Hause

Vorteile auf einen Blick

- Konstruiert für Dialyse-, und Plasmaspendezentren sowie dem Pflegebereich
- Mehrzwecksessel für Behandlung, Diagnostik, Therapie und Entspannung
- 3 Polstereinheiten (Rückenpolster, Sitz- u. Beinauflage)
- Sitz- und Liegepositionen elektrisch verstellbar
- Lange Lebensdauer und geringe Wartungskosten
- Vermindertes Risiko von Kreuzinfektionen durch Verwendung von Edelstahl
- Ästhetisch ansprechendes Design
- Reinigung und technische Arbeiten leicht durchzuführen
- Bezug in verschiedenen Farben erhältlich

Technische Daten

Gesamtgewicht: 40 kg
Ladespannung: 230 Vac 50/60 Hz
Motor: Niedervolt (24 V)
Elektr. Eingang: max. 240 VA
Isolation: IP44
Max. Belastung: 180 kg

Spezifikation und Standardausstattung

Gestell aus lackiertem Stahl mit antimikrobieller Beschichtung

Ein Motor für die gleichzeitige Bewegung der Rückenlehne und Beinauflage, optional mit zwei Motoren erhältlich

Edelstahl-Lenkrollen ø 100 mm; Rollen mit Einzelbremsen

Verstellmöglichkeit über Handtaster mit einfachem Zugang für den Patienten

Trendelenburg 10°

3 separate Kissen: Rückenlehne, Sitz und Beinauflage mit leicht abwischbarer Oberfläche

Stoff mit antibakteriellen und antimykotischen Eigenschaften

Hochstellbare Armlehnen aus Edelstahl

Material schwer entflammbar nach UNI 9175/87 und 9175FA-1/94 Klasse 1IM

Maximales Traggewicht 180 kg

Abmessung: Sitzen (eingefahren) H = 1291 mm; Liegen (ausgefahren) L = 1833 mm

Optionen und Zubehör entnehmen Sie bitte dem Zubehörkatalog.

Einstellmöglichkeiten



Qualitätsmanagementsystem - Zertifizierungen



Dispositivo medico conforme 93/42/CEE e.s.m.i.
Medical device 93/42/EEC compliant and its revised version

Sie haben Fragen?

Unter www.anima-med.com steht Ihnen der detaillierte Prospekt als PDF-Download zur Verfügung. Oder rufen Sie uns einfach an. Wir informieren Sie gerne.

anima Vertriebsgesellschaft e.K.

D-48282 Emsdetten
Hollefeldstraße 28a

Telefon: +49 2572 951040
Telefax: +49 2572 9510429

www.anima-med.com
anima@anima-med.com

anima
Hygiene. Pflege. Sicherheit.