

BUSINESS CLASS
CHAIRS



Behandlungsstuhl Stephen H Anatomical / Flat

Multifunktionaler Stuhl für Behandlung, Diagnose und Pflege

Vorteile auf einem Blick

- Konstruiert für Krankenhäuser, Dialyse und Pflege
- Mehrzweckessel für Behandlung, Diagnose und Pflege
- 3 Polstereinheiten (Rückenpolster, Sitz- u. Beinauflage)
- Sitz- und Liegepositionen elektrisch verstellbar
- Betrieb durch wiederaufladbare Akkumulatoren
- Rückenbereich speziell zur Unterstützung bei Herz-Lungen-Reanimationen entwickelt
- Vermindertes Risiko von Kreuzinfektionen durch Verwendung von Edelstahl
- Ästhetisch ansprechendes Design
- Lange Lebensdauer und geringe Wartungskosten
- Reinigung und technische Arbeiten leicht durchzuführen
- Bezug in verschiedenen Farben erhältlich

Einstellmöglichkeiten



Technische Daten

Gesamtgewicht: 100kg (120kg m. AC28)
 Räder: 4, Ø 100mm m. Bremse
 Netzspannung: 230 Vac 50/60 Hz
 Motor: Niedervolt (24 V)
 Elektr. Eingang: max. 240 VA
 (480 VA bei 5 Motoren)
 Isolation: IP44

Spezifikation und Standardausstattung

	Mini	Junior	Standard	Breit
Gestellrahmen Edelstahl 304	S	S	S	S
Gestell aus lackiertem Stahl mit antimikrobieller Beschichtung	D	D	D	D
Motor für die gleichzeitige Bewegung der Rückenlehne und Beinauflage	S	S	S	S
4 rostfreie Räder; ø100 mm; Zentralbremse hinten, beidseitiges Pedal	S	S	S	S
Vorne 1 Rad drehbar, 1 Rad mit Richtungssystem	S	S	S	S
Verstellung durch Handtaster, mit leichter Bedienbarkeit	S	S	S	S
Trendelenburg 10°	S	S	S	S
3 separate Polster, Rückenlehne ohne Zwischenräume	S	S	S	S
Sitz- und Beinauflage abnehmbar	S	S	S	S
Reinigungsfähiger Bezug ,antibakterielle/antimykotische Eigenschaften	S	S	S	S
Dreh-, kipp- und abnehmbare Armlehnen	S	S	S	S
Verbindung der Armlehnen folgt der Rückenlehne (verzinkter Stahl)	S	S	S	S
Eingebaute Kopfstütze	S	S	S	S
Material schwer entflammbar nach UNI 9175/87 u. 9175FA-1/94 Klasse 11M	S	S	S	S
Max. statische Belastung (festgestellte Höhe mm)	100	150	200	250
Max. dynamische Belastung (verstellbare Höhe mm)	100	150	*	*

D = optional erhältlich / S = enthalten / * = Zubehör (Katalog)

Abmessungen

Sitzen (eingefahren) Höhe in mm	910	1050	1190	1210
Liegen (ausgefahren) Länge in mm	1380	1700	2030	2070

Qualitätsmanagementsystem - Zertifizierungen



Dispositivo medico conforme 93/42/CEE
 Medical device 93/42/CEE compliant

* Nur für Version Stephen Scale H Anatomical/Flat

** Nur für Version Stephen H Anatomical

Sie haben Fragen?

Weitere Informationen zu Optionen und Zubehör finden Sie im entsprechenden Zubehörkatalog und/oder bei den Angeboten plus Internet www.anima-med.com

anima Vertriebsgesellschaft e.K.

D-48282 Emsdetten
 Hollefeldstraße 28a

Telefon: +49 2572 95 1040
 Telefax: +49 2572 95 10429

www.anima-med.com
info@anima-med.com

anima
 Hygiene. Pflege. Sicherheit.