

MyClean® HB

Händedesinfektion biozid

- ◆ **Alkoholisches Händedesinfektionsmittel auf Ethanol-Basis**
- ◆ **Wirksam gegen Noro-Viren in 15 Sek.**
- ◆ **Rückfettend**
- ◆ **Zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion**
- ◆ **Frei von Konservierungs-, Farb- und Parfümstoffen**
- ◆ **Geeignet für den Lebensmittelbereich**



Anwendung:
Alkoholische Händedesinfektion zur äusseren Anwendung auf der Haut im Zuge der hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion.

Eigenschaften:

- MyClean® HB Händedesinfektion wirkt bakterizid, fungizid, tuberkulozid, sowie viruzid gemäss EN 14476 inkl. HBV/HIV, BVDV (HCV), Vaccinia-, Rota-, Adeno- und Noroviren
- Zusätzlich wirksam gegen MRSA
- Reduzierung der bakteriellen transienten Hautflora in 30 sek.
- Desinfiziert chirurgisch in 1,5 Min.
- Sehr gut hautverträglich, auch bei häufiger Anwendung
- Getestet nach den Standardmethoden der DGHM / VAH / und EN 1500 / EN 12791

Einwirkzeiten:

- Hygienische Händedesinfektion gemäss VAH/DGHM/EN 1500: konz. 30 Sek.
- Chirurgische Händedesinfektion gemäss VAH/DGHM/EN 12791: konz. 1,5 Min.
- Bakterizid inkl. MRSA & fungizid gemäss VAH: konz. 30 Sek.
- Noro-Viren gemäss EN 14476: konz. 15 Sek.
- Rota-Viren: konz. 15 Sek.

Produkt	Inhalt	Art.Nr.	PZN	Inhalt / VE
MyClean® HB Händedesinfektion biozid	150 ml	79605	10305396	24 Flaschen
MyClean® HB Händedesinfektion biozid	500 ml	79606	10305404	18 Flaschen
MyClean® HB Händedesinfektion biozid	1 Liter	79607	10305410	10 Flaschen
MyClean® HB Händedesinfektion biozid	5 Liter	79608	10305427	2 Kanister

MyClean® DS A

Schnelldesinfektion

- ◆ **Alkoholische Schnelldesinfektion**
- ◆ **Wirksam gegen Noro-Viren in 1 Min.**
- ◆ **Aldehyd- und QAV-frei, Parfümfrei**
- ◆ **Geeignet für den Lebensmittelbereich (HACCP - Verkehrsfähigkeitsbescheinigung)**
- ◆ **Kompatibel mit MyClean® Wipes Vliestuchrollen**



Anwendung:
Zur Desinfektion von wischbeständigen Oberflächen und medizinischem Inventar. (VORSICHT bei alkoholempfindlichen Oberflächen wie Acrylglas etc.)

Eigenschaften:

- wirkt bakterizid, fungizid, tuberkulozid inkl. M.-Terraee
- Wirksam gegen alle behüllten Viren gem. RKI-Empfehlung (inkl. HBV/HIV, BVDV (HCV), Vaccinia und Influenza / Grippe-Viren)
- Wirksam gegen Rota-, Adeno- und SV40-Viren
- Praxisgerechte Einwirkzeiten
- Hohe Materialverträglichkeit (Vorsicht bei alkoholempfindlichen Oberflächen wie z.B. Acrylglas, Polycarbonatglas etc.)
- Schnelles und rückstandsfreies Trocknen
- VAH-gelistet, HACCP - Verkehrsfähigkeitsbescheinigung

Einwirkzeiten:

- Bakterien / Pilze: konz. 1 Min.
- Tbc (M. terrae): konz. 1 Min.
- BVDV (HCV)-Inaktivierung: konz. 30 Sek.
- Vaccinia: konz. 30 Sek.
- Rota-Viren: konz. 30 Sek.
- Noro-Viren: konz. 1 Min.

Produkt	Inhalt	Art.Nr.	PZN	Inhalt / VE
MyClean® DS A Schnelldesinfektion	1 Liter	79615	10308644	12 Flaschen
MyClean® DS A Schnelldesinfektion	10 Liter	79616	10308650	1 Kanister

MyClean® DS OA

Schnelldesinfektion ohne Alkohol

- ◆ **Alkoholfreie Schnelldesinfektion**
- ◆ **Besonders hohe Materialverträglichkeit (auch für Acrylglas geeignet)**
- ◆ **Gute Reinigungsleistung**
- ◆ **Noro-Virus und MRSA - wirksam**
- ◆ **Kompatibel mit MyClean® Wipes Vliestuchrollen**



Anwendung:
Zur Desinfektion von wischbeständigen Oberflächen und medizinischem Inventar und insbesondere für empfindlichen Oberflächen wie Acrylglas geeignet.

Eigenschaften:

- wirkt bakterizid (inkl. MRSA), fungizid, tuberkulozid inkl. M.-Terraee
- Wirksam gegen alle behüllten Viren (inkl. HBV/HIV, BVDV (HCV))
- Wirksam gegen Noro-, Rota- und SV40-Viren
- Praxisgerechte Einwirkzeiten
- Hohe Materialverträglichkeit auch bei Acrylglas
- Schnelles Trocknen
- VAH-gelistet

Einwirkzeiten:

- Bakterizid, fungizid gemäss Gutachten nach DGHM / VAH sowie wirksam gegen alle behüllten Viren und SV40: konz. 1 Min.

Produkt	Inhalt	Art.Nr.	PZN	Inhalt / VE
MyClean® DS OA Schnelldesinfektion	1 Liter	79613	10305769	12 Flaschen
MyClean® DS OA Schnelldesinfektion	10 Liter	79614	10305781	1 Kanister

Weitere Informationen erhalten Sie gerne auf Anfrage
Tel. 02572 951040 oder per email anima@anima-med.com

anima
Hygiene. Pflege. Sicherheit.

MyClean® DS

Schnelldesinfektion

- ◆ **Alkoholische Schnelldesinfektion**
- ◆ **Noro-Viren wirksam**
- ◆ **Aldehyd- und parfümfrei**
- ◆ **Kompatibel mit MyClean® Wipes Vliestuchrollen**
- ◆ **Geeignet für den Lebensmittelbereich**
(HACCP - Verkehrsfähigkeitsbescheinigung)



Anwendung:
Zur Desinfektion von wischbeständigen Oberflächen und medizinischem Inventar. (VORSICHT bei alkoholempfindlichen Oberflächen wie Acrylglas etc.)

Eigenschaften:

- wirkt bakterizid (inkl. MRSA), fungizid, tuberkulozid inkl. M.-Terrae
- Wirksam gegen alle behüllten Viren (inkl. HBV/HIV, BVDV (HCV), Vaccinia und Influenza / Grippe-Viren)
- Wirksam gegen Noro-, Rota-, Adeno- und SV40-Viren
- Praxisgerechte Einwirkzeiten, gute Materialverträglichkeit
Vorsicht bei alkoholempfindlichen Oberflächen wie Acrylglas.
- Schnelles Trocknen
- VAH-gelistet, HACCP - Verkehrsfähigkeitsbescheinigung

Einwirkzeiten:

- Bakterizid (inkl. MRSA) und levurozid: konz. 1 Min.
- Tbc (M. terrae): konz. 1 Min.
- BVDV (HCV)-Inaktivierung: konz. 30 Sek.
- Vaccinia: konz. 30 Sek.
- Rota-Viren: konz. 30 Sek.
- Noro-Viren: konz. 1 Min.

Produkt	Inhalt	Art.Nr.	PZN	Inhalt / VE
MyClean® DS Schnelldesinfektion	500 ml	79609	10305717	18 Flaschen
MyClean® DS Schnelldesinfektion	1 Liter	79610	10305723	12 Flaschen
MyClean® DS Schnelldesinfektion	5 Liter	79611	10305746	2 Kanister
MyClean® DS Schnelldesinfektion	10 Liter	79612	10305752	1 Kanister

MyClean® DS

Schnelldesinfektion



- ◆ **Alkoholische Schnelldesinfektion**
- ◆ **Noro-Viren wirksam**
- ◆ **Aldehydfrei**
- ◆ **Kompatibel mit MyClean® Wipes Vliestuchrollen**
- ◆ **In verschiedenen Duftrichtungen erhältlich**

Einwirkzeiten:

- Bakterizid (inkl. MRSA) und levurozid: konz. 1 Min.
- Tbc (M. terrae): konz. 1 Min.
- BVDV (HCV)-Inaktivierung: konz. 30 Sek.
- Vaccinia: konz. 30 Sek.
- Rota-Viren: konz. 30 Sek.
- Noro-Viren: konz. 1 Min.

Anwendung:
Zur Desinfektion von wischbeständigen Oberflächen und medizinischem Inventar. (VORSICHT bei alkoholempfindlichen Oberflächen wie Acrylglas etc.)

Eigenschaften:

- wirkt bakterizid (inkl. MRSA), fungizid, tuberkulozid inkl. M.-Terrae
- Wirksam gegen alle behüllten Viren (inkl. HBV/HIV, BVDV (HCV), Vaccinia, Influenza / Grippe-Viren)
- Wirksam gegen Noro-, Rota-, Adeno- und SV40-Viren
- Praxisgerechte Einwirkzeiten, gute Materialverträglichkeit
Vorsicht bei alkoholempfindlichen Oberflächen wie Acrylglas.
- Schnelles Trocknen • VAH-gelistet



Produkt	Inhalt	Art.Nr.	PZN	Inhalt / VE
MyClean® DS Schnelldesinfektion Orange	10 Liter	79617	10297739	1 Kanister
MyClean® DS Schnelldesinfektion Lemon	10 Liter	79618	10305858	1 Kanister
MyClean® DS Schnelldesinfektion Pfirsich	10 Liter	79619	10305864	1 Kanister
MyClean® DS Schnelldesinfektion Apfel	10 Liter	79620	10305870	1 Kanister
MyClean® DS Schnelldesinfektion Vanille	10 Liter	79621	10305841	1 Kanister
MyClean® DS Schnelldesinfektion Sun	10 Liter	79622	10305835	1 Kanister

MyClean® FD

Flächendesinfektion ohne Alkohol

- ◆ **Alkoholfreies Konzentrat zur Flächendesinfektion**
- ◆ **Besonders hohe Materialverträglichkeit, Aldehydfrei**
(auch für Acrylglas geeignet)
- ◆ **Gute Reinigungsleistung**
- ◆ **Noro-Virus und MRSA - wirksam**
- ◆ **Kompatibel mit MyClean® Wipes Vliestuchrollen**
- ◆ **Geeignet für den Lebensmittelbereich**
(HACCP - Verkehrsfähigkeitsbescheinigung)

Eigenschaften:

- wirkt bakterizid, fungizid, tuberkulozid, begrenzt viruzid (inkl. HBV/HIV, BVDV (HCV), sowie Vaccinia-Viren gemäss RKI)
- Wirksam gegen Noro-, Rota- und SV40-Viren
- Wirksam gegen MRSA
- Sehr gute Reinigungsleistung
- Sehr wirtschaftlich wegen niedriger Anwendungskonzentration
- Sehr gute Materialverträglichkeit
- Geeignet für zentrale und dezentrale Dosieranlagen
- VAH-gelistet
- HACCP - Verkehrsfähigkeitsbescheinigung

Anwendung:
Zur Desinfektion von wischbeständigen Oberflächen und medizinischem Inventar, auch für empfindlichen Oberflächen wie z.B. Acrylglas, Pflegewannen etc. geeignet.

Anwendungskonzentration und Einwirkzeiten:

- Bakterizid, fungizid, tuberkulozid gemäss der DGHM:
 - 1,50% - 15 Min.
 - 1,00% - 30 Min.
 - 0,50% - 60 Min.
 - 0,25% - 240 Min.
 - 8,00% - 1 Min.
- Schnelldesinfektion: 8,00% - 1 Min.
- Tuberkulozid (M.-Terrae) gemäss EN 14348 (geringe Belastung): 1,50% - 60 Min.
- Begrenzt viruzid inkl. HBV HIV: 0,25% - 15 Min.
- BVDV (HCV Surrogat Virus): 0,25% - 15 Min.
- Vaccinia: 0,25% - 15 Min.
- mit Belastung
 - 1,00% - 30 Min.
 - 1,50% - 60 Min.
 - 1,50% - 15 Min.
- SV 40 - Viren: 1,50% - 60 Min.
- Rota - Viren: 1,50% - 15 Min.
- Noro - Viren (FCV): 2,00% - 120 Min. ohne Belastung



Produkt	Inhalt	Art.Nr.	PZN	Inhalt / VE
MyClean® FD Flächendesinfektion	1 Liter	79630	10305999	14 Flaschen
MyClean® FD Flächendesinfektion	5 Liter	79631	10306007	2 Kanister
MyClean® FD Flächendesinfektion	10 Liter	79632	10306013	1 Kanister