

BUSINESS CLASS  
CHAIRS



# Behandlungsstuhl Stephen H-ercules Bariatric

Multifunktionaler Stuhl für Behandlung, Diagnose und Pflege

## Vorteile auf einen Blick

- Konstruiert für Krankenhäuser, Dialyse und Pflege
- Mehrzweckessel für Behandlung, Diagnose und Pflege
- 3 Polstereinheiten (Rückenpolster, Sitz- u. Beinauflage)
- Sitz- und Liegepositionen elektrisch verstellbar
- Notfallbetrieb durch wiederaufladbare Akkumulatoren
- Rückenbereich speziell zur Unterstützung bei Herz-Lungen-Reanimationen entwickelt
- Vermindertes Risiko von Kreuzinfektionen durch Verwendung von Edelstahl
- Ästhetisch ansprechendes Design
- Lange Lebensdauer und geringe Wartungskosten
- Reinigung und technische Arbeiten leicht durchzuführen
- Bezug in verschiedenen Farben erhältlich

## Einstellmöglichkeiten



## Technische Daten

Gesamtgewicht:	140 kg
Räder:	4, ø 100mm m. Bremse
Netzspannung:	230 VAC, 50/60 Hz
Motor:	Niedervolt (24 V)
Elektr. Eingang:	480 VA
Isolation:	IP44
Maximale Last:	300 kg

## Spezifikation und Standardausstattung

---

Gestell aus lackiertem Stahl mit antimikrobieller Beschichtung

---

Motoren für die Bewegungen von Beinstütze, Höhenverstellung, Sitz, Beinauflage

---

4 Edelstahl-Lenkrollen ø 150 mm; 2 Lenkrollen ohne Bremse, 2 Lenkrollen mit Zentralbremse

---

Verstellmöglichkeit über Handtaster mit einfachem Zugang für den Patienten

---

Trendelenburg 15°

---

3 separate Kissen: Rückenlehne, Sitz und Beinauflage mit leicht abwischbarer Oberfläche

---

Stoff mit antibakteriellen und antimykotischen Eigenschaften

---

Drehbare, abnehmbare und höhenverstellbare Armlehnen aus Edelstahl

---

Kopfstütze

---

Material schwer entflammbar nach UNI 9175/87 und 9175FA-1/94 Klasse 1IM

---

Max. Traggewicht (ohne Höhenveränderung): 400 kg

---

Max. dynamische Belastung (verstellbare Höhe): 300 kg

---

Abmessung: Sitzen (eingefahren) H = 1370 mm; Liegen (ausgefahren) L = 2010 mm

---

Optionen und Zubehör entnehmen Sie bitte dem Zubehörkatalog.

## Qualitätsmanagementsystem - Zertifizierungen



Dispositivo medico conforme 93/42/CEE  
Medical device 93/42/CEE compliant

\* Nur für Version Stephen Scale H Anatomical/Flat



ISO 13485:2003



ISO 9001:2000



\*\* Nur für Version Stephen H Anatomical

## Sie haben Fragen?

Unter [www.anima-med.com](http://www.anima-med.com) steht Ihnen der detaillierte Prospekt als PDF-Download zur Verfügung. Oder rufen Sie uns einfach an. Wir informieren Sie gerne.

anima Vertriebsgesellschaft e.K.

D-48282 Emsdetten  
Hollefeldstraße 28a

Telefon: +49 2572 951040  
Telefax: +49 2572 9510429

[www.anima-med.com](http://www.anima-med.com)  
[anima@anima-med.com](mailto:anima@anima-med.com)

**anima**  
Hygiene. Pflege. Sicherheit.